

## GipEx Tabs

**Hochreaktives Bindemittel für Dentalgipse & phosphatgebundene Einbettmassen im Gipsabscheider. Verhindert die Verstopfung der Abflüsse, reduziert unangenehme Gerüche und erleichtert die Reinigung des Abscheiders.**

Selbst durch regelmäßige Reinigung von Gipsabscheidern können Ablagerungen im Abflussrohr nicht vermieden werden. Zwischen 15 und 40 % der beim Trimmen anfallenden Gipse setzen sich in herkömmlichen Gipsauffangbecken nicht ab und führen über kurz oder lang zu Rohrverschlüssen.



**Eine Tablette pro Woche genügt und nur noch klares Wasser fließt ab.**

### **Anwendung:**

GipEx Tabs einfach nach der Entleerung mit dem mitgelieferten Dosierkorb im Gipsabscheider einhängen (bei Mehrkammerabscheidern vorzugsweise am Überlauf zur zweiten Kammer) so, dass die Pille vollständig unter der Wasseroberfläche liegt und dem gipsbelasteten Wasserzufluss nicht direkt ausgesetzt ist. Schon bald setzt GipEx Tabs seine Wirkstoffe frei. Auch feinste Gipsschwebstoffe werden ausgeflockt und sinken zu Boden. Nur noch klares Wasser fließt ab.

### **GipEx Tabs ist umweltfreundlich**

Wussten Sie, dass Sie maximal 400 mg Gips pro Liter Wasser in die Kanalisation einleiten dürfen, weil Gips Beton angreift? Mit GipEx Tabs sind es nur noch wenige Milligramm. GipEx Tabs sind nicht kennzeichnungspflichtig, in der Handhabung neutral und unschädlich. Die Wirkstoffe von GipEx Tabs erfüllen selbstverständlich die gültigen Abwasserverwaltungsvorschriften.

### **Abscheiderreinigung kinderleicht**

Mit GipEx Tabs beugen Sie der Plattenbildung vor. Und wo nichts verhärtet, gibt's auch nichts zu spachteln.

### **Hygienisch und geruchsfrei**

Wer eine Nase für Probleme hat, wird seine Freude haben, weil sauberes Wasser nicht riecht und Schwebstoffe gebunden sind. Doch Disziplin muss sein: Getränkereste und Seifenlauge gehören nicht in Ihren Abscheider!

### **Liefergebände (immer inklusive eines Dosierkorbs):**

2 x Stück REF 207410 ; 10 x Stück REF 207411; 25 x Stück REF 207412

## GipEx Tabs

**GipEx Tabs High reactive binder for dental gypsum and phosphate bound investments in the gypsum separator. Prevents waste pipe blockage, reduces unpleasant smells and facilitates separator cleaning.**

Residues and blockages in waste pipes are hard to stop, even with regular cleaning of the gypsum separator. By trimming 15 to 40 percent of gypsum waste is caused and will not be held back by usual collecting tanks; Sooner or later the result is pipe blockage.



**One pill per week is enough and only clear water will run out the pipes.**

### Instructions for use:

After having cleansed your separator, simply put one GipEx Tab in the provided cage, and hang both in the gypsum separator; so that the tablet is totally immersed, but not in the direct waste water flow. The ideal position is in the second overflow chamber. After one hour GipEx Tabs starts to work as a flocculent. The activated agents separate even the finest suspended gypsum particles, which sink to the bottom of the separator and that avoids unpleasant smells. Only clean water escapes.

### GipEx Tabs are environmentally friendly

No matter how strict your local regulations for the amount of gypsum per liter are allowed to escape into the outlet; GipEx Tabs only lets a few milligrams per liter through and is guaranteed to be way below your legal limit. GipEx Tabs are non-toxic and fulfill all European Standards. GipEx Tabs are safe to use, neutral, non-harmful substances and they have been developed according to the current anti-pollution specifications.

### GipEx Tabs simplify cleaning

See for yourself, it couldn't be easier to empty the separator. GipEx Tabs prevent flag-formation and hardening. No hardening? No need to scrape out the chamber!

### Hygienic and odourless

Clean water doesn't smell and particulate matter are bounded. Other liquids and detergents do not belong in the gypsum separator.

### Sales Packing (supplied with one cage):

2 x pieces REF 207410; 10 x pieces REF 207411; 25 x pieces REF 207412