















System	einzel dosiert	Inhalator wiederverwendbar	Zählwerk	Bewertung	Wirkstoffe (Beispiele)
 <p>Breezehaler®</p>	ja – Kapsel für jede Inhalation einlegen	nein	–	<ul style="list-style-type: none"> kleiner, kompakter Inhaler sehr einfache Handhabung akustische Inhalationskontrolle (surrendes Geräusch) 	<ul style="list-style-type: none"> Indacaterol Glycopyrronium
 <p>Cyclohaler®</p>	ja – Kapsel für jede Inhalation einlegen	ja	–	<ul style="list-style-type: none"> einfache Handhabung akustische Inhalationskontrolle (ratterndes Geräusch) 	<ul style="list-style-type: none"> Beclometason Budesonid Salbutamol
 <p>Diskus®</p>	ja – aus Blisterstreifen, keine separate Einlage nötig	nein	1er Schritte	<ul style="list-style-type: none"> einfache Handhabung 	<ul style="list-style-type: none"> Fluticason Salmeterol Fluticason/Salmeterol
 <p>Easyhaler®</p>	nein	nein	10er Schritte	<ul style="list-style-type: none"> einfachste Anwendung sehr intuitiv 	<ul style="list-style-type: none"> Beclometason Budesonid Salbutamol
 <p>Genuair®</p>	nein	nein	10er Schritte	<ul style="list-style-type: none"> akustische (klicken) und optische Inhalationskontrolle Prinzip wie Novolizer 	<ul style="list-style-type: none"> Acclidiniumbromid
 <p>Handihaler®</p>	ja – Kapsel für jede Inhalation einlegen	ja	–	<ul style="list-style-type: none"> einfacher in der Handhabung als RespiMAT Inhalationskontrolle durch Vibration 	<ul style="list-style-type: none"> Tiotropium
 <p>Nexthaler®</p>	nein	nein	1er Schritte	<ul style="list-style-type: none"> akustische Inhalationskontrolle kein Extra-Ladevorgang nötig lädt beim Öffnen/Verschließen 	<ul style="list-style-type: none"> Formoterol/Beclometason

Pulverinhalatoren	System	einzel dosiert	Inhalator wiederverwendbar	Zählwerk	Bewertung	Wirkstoffe (Beispiele)
	Novolizer® 	nein	ja	20er Schritte, letzte 50: 10er Schritte	<ul style="list-style-type: none"> akustische (klicken) und optische Inhalationskontrolle Patronenbehälter nicht ganz einfach zu öffnen 	<ul style="list-style-type: none"> Budesonid Formoterol Salbutamol
	Turbohaler® 	nein	nein	10er Schritte	<ul style="list-style-type: none"> einfache Handhabung 	<ul style="list-style-type: none"> Formoterol Budesonid Formoterol/Budesonid
	Twisthaler® 	nein	nein	1er Schritte	<ul style="list-style-type: none"> kein Extra-Ladevorgang nötig lädt beim Öffnen/Verschließen 	<ul style="list-style-type: none"> Mometason
Druckgasinhalatoren *	System	Atemzug-ausgelöst	Zählwerk	Bewertung	Wirkstoffe (Beispiele)	
	Autohaler® 	ja	nein	<ul style="list-style-type: none"> einfache Anwendung vor Gebrauch mit Hebel spannen, nach Gebrauch Hebel wieder lösen 	<ul style="list-style-type: none"> Salbutamol Beclometason 	
	Dosieraerosol 	nein	je nach Präparat	<ul style="list-style-type: none"> Hinweis, dass Patrone einzusetzen ist nicht immer vorhanden Laden nicht notwendig 	<ul style="list-style-type: none"> lang- und kurzwirksame β-Sympathomimetika Glucocorticoide Anticholinergika (Mono- und Kombipräparate) 	
	Easy-Breathe® 	ja	nein	<ul style="list-style-type: none"> kein Extra-Ladevorgang nötig lädt beim Öffnen/Verschließen einfache Anwendung 	<ul style="list-style-type: none"> Salbutamol Beclometason 	
Respimat® (ohne Treibgas) 	nein	Füllstandanzeige mit 30er Schritten	<ul style="list-style-type: none"> sehr gute Beschreibung mit Fotos relativ komplexes Gerät 	<ul style="list-style-type: none"> Tiotropium Fenoterol/Ipratropium 		

* Werden Dosieraerosole mit Inhalierhilfen (Spacer, etc.) verwendet, ist darauf zu achten, dass die Geräte kompatibel sind, insbesondere beim Präparatwechsel (zum Beispiel aufgrund von Rabattverträgen). **Bitte wenden!**