

Artikel-Info
Max.Aktivbandagen



- Sprunggelenkbandage MalleoMax.....7
- Achillessehnenbandage AchilloMax8
- Kniegelenkbandage GenuMax.luxus9
- Kniegelenkbandage GenuMax.luxus-extra10
- LWS-Stabilisierungsorthese LumboMax11
- Ellenbogenbandage EpiMax.....12
- Handgelenkbandage ManuMax.....13
- Zeichenerklärung14

Alle in dieser Artikel-info aufgeführten Produkte sind innerhalb der EU (Europäischen Union) uneingeschränkt verfügbar. Für Bestellungen außerhalb der EU kontaktieren Sie bitte den Vertrieb International: export@streifeneder.de

Für ein aktives Leben


Bewegung ist eine elementare Voraussetzung für unsere Gesundheit und unser körperliches Wohlbefinden. Leiden wir unter Schmerzen an Gelenken, Muskeln, Sehnen oder Bändern ist nicht nur die Mobilität in unserem Alltag stark eingeschränkt – wir riskieren auch unangenehme und gefährliche Fehl- oder Überbelastungen. Zur Prävention solcher Schmerzen ebenso wie zur gezielten Anwendung nach Verletzungen oder Krankheiten eignen sich medizinische Bandagen wie die neuen Max.Aktivbandagen: aus modernem Funktionsgestrick gefertigt, entlasten sie betroffene Körperstellen und geben ihnen gleichzeitig Halt und Stabilität. Ein gleichmäßiger, komprimierender Druck fördert die Durchblutung und aktiviert den Heilungsprozess. Neben der Funktionalität sollten Patienten auf ein angenehmes Tragegefühl achten, denn nur wenn die Bandage perfekt sitzt ohne einzuschnüren ist die Wirkung effektiv.

Wirkung, Qualität und Tragekomfort



Perfekter Sitz

Die anatomisch formgestrickten Bandagen passen sich perfekt an die Körperform an. Die druckminimierten Abschlussränder unterstützen ohne einzuschneiden.



Flexibel an- und abzulegen

Dank spezieller Dehnzonen sind keine Anziehhilfen mehr notwendig und die Bandage kann jederzeit an- und ausgezogen werden.



Keine Faltenbildung

Gepolsterte Komfortzonen in Beuge- und Streckbereichen verhindern eine Faltenbildung und garantieren einen erstklassigen Halt bei jeder Bewegung.



Optimale Gelenkführung

Eine sogenannte Funktionszone mit dichterem Gestrück sorgt für eine optimale Gelenkführung.



Integrierter Massageeffekt

Die eingearbeiteten Silikonpelotten üben bei Bewegung einen massageähnlichen Effekt auf das Gewebe aus und regen so die Durchblutung an.




Absolut hautverträglich

Das atmungsaktive Mikrofasergerstick schafft ein angenehmes Klima ohne Hitzestau. Dabei ist es latexfrei und angenehm auf der Haut zu tragen.



MalleoMax

Sprunggelenkbandage mit Silikonpelotten



Wirkungsweise

- Unterstützung des Gelenks
- Entlastung des Gelenks und Vermeidung von Fehlbewegung
- bielastisches Gestrick und anatomisch geformte Silikonpelotten wirken kompressiv, fördern den Lymphabfluss und führen somit zur Abschwellung und Schmerzlinderung
- durch die Eigenwahrnehmung (Propriozeption) wird die muskuläre Eigenstabilisierung des Sprunggelenks verbessert
- Silikonpelotten zur gleichmäßigen Verteilung des Kompressionsdrucks und Druckentlastung der Malleolen

Indikation

- postoperative Rehabilitation
- degenerative Gelenkerkrankungen
- chronische Sprunggelenkinstabilität
- Reizzustände
- Mobilisierungsphase nach Bandläsionen

Kontraindikation

- Materialunverträglichkeit/Allergien
- Hauterkrankungen, Hautirritationen oder offene Wunden
- arterielle Durchblutungsstörungen
- Lymphabflussstörungen
- postthrombotische Zustände

Eigenschaften

- spezielle Dehnzone ermöglicht leichtes An- und Ausziehen der Bandage
- Komfortzone im Ristbereich vermeidet Faltenbildung
- perfekte Passform durch anatomisches Formgestrick
- atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- latexfrei
- kein Abschnüren durch druckminimierte Abschlussränder
- voll komprimierende Y-Ferse

Positionsnummer 05.02.01.0087

Größe	Fesselumfang	Farbe	Bestell-Nr.
XS	17 – 19 cm	blau/schwarz	80B1/XS
S	19 – 21 cm	blau/schwarz	80B1/S
M	21 – 23 cm	blau/schwarz	80B1/M
L	23 – 25 cm	blau/schwarz	80B1/L
XL	25 – 27 cm	blau/schwarz	80B1/XL
XXL	27 – 29 cm	blau/schwarz	80B1/XXL



AchilloMax

Achillessehnenbandage mit Silikonpelotte und 2 Fersenkissen



Wirkungsweise

- Unterstützung des Gelenks
- Entlastung des Gelenks und Vermeidung von Fehlbewegung
- bielastisches Gestrick und anatomisch geformte Silikonpelotte wirken kompressiv, fördern den Lymphabfluss und führen somit zur Abschwellung und Schmerzlinderung
- durch die Eigenwahrnehmung (Propriozeption) wird die muskuläre Eigenstabilisierung des Sprunggelenks verbessert
- ein Fersenkissen aus Silikon entlastet die Achillessehne, das zweite Fersenkissen für die konlaterale Seite reduziert die Gefahr eines Beckenschiefstands
- anatomisch geformte Silikoneinlage zur gleichmäßigen Druckverteilung im paraachillären Bereich

Indikation

- insertionale und nicht insertionale Tendinopathien der Achillessehne
- Achillodynie
- akute und chronische Achillessehnenentzündung
- posttraumatische/postoperative Reizzustände

Kontraindikation

- Materialunverträglichkeit/Allergien
- Hauterkrankungen, Hautirritationen oder offene Wunden
- arterielle Durchblutungsstörungen
- Lymphabflussstörungen
- postthrombotische Zustände

Eigenschaften

- spezielle Dehnzone ermöglicht leichtes An- und Ausziehen der Bandage
- Komfortzone im Ristbereich vermeidet Faltenbildung
- perfekte Passform durch anatomisches Formgestrick
- atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- latexfrei
- kein Abschnüren durch druckminimierte Abschlussränder
- voll komprimierende Y-Ferse


Positionsnummer 05.02.01.1025

Größe	Fesselumfang	Farbe	Bestell-Nr.
XS	17 – 19 cm	blau/schwarz	82B1/XS
S	19 – 21 cm	blau/schwarz	82B1/S
M	21 – 23 cm	blau/schwarz	82B1/M
L	23 – 25 cm	blau/schwarz	82B1/L
XL	25 – 27 cm	blau/schwarz	82B1/XL
XXL	27 – 29 cm	blau/schwarz	82B1/XXL



GenuMax.luxus

Kniegelenkbandage mit Pelotte aus Polyurethan



Wirkungsweise

- Führung und Stabilisierung des beeinträchtigten Kniegelenks durch seitliche Spiralstäbe und Patellaring
- Entlastung in der Bewegung
- kompressive Wirkung führt zur Abschwellung und Schmerzlinderung
- Verbesserung der Eigenwahrnehmung (Propriozeption) und die damit verbundene muskuläre Eigenstabilisierung des Kniegelenks

Indikation

- Arthrose im Femoropatellargelenk
- nach chirurgischen Eingriffen
- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse
- nach Frakturen
- posttraumatische Ödeme
- Prellungen
- nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation
- Verstauchungen
- Subluxation und Dislokation der Patella
- Meniscopathie

Kontraindikation

- Materialunverträglichkeit/Allergien
- Hauterkrankungen, Hautirritationen oder offene Wunden
- arterielle Durchblutungsstörungen
- alle Formen der Varicosis
- postthrombotische Zustände
- Ulcerationen
- kürzlich durchgemachte oder rezidivierende Thrombophlebitiden
- permanente Unterschenkelödeme

Eigenschaften

- besonders dehnbare Zone oberhalb des Patellarrings
- Komfortzone in der Kniekehle vermeidet Faltenbildung und Einschneiden
- perfekte Passform durch anatomisches Formgestrick
- atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- latexfrei
- dehnbare Mikrofasergestrick ermöglicht leichtes An- und Ausziehen der Bandage
- seitliche Spiralstäbe und anatomisch geformter Patellaring aus Polyurethan


Positionsnummer 05.04.01.0131

Größe	Oberschenkel- umfang	Unterschenkel- umfang	Farbe	Bestell-Nr.
XS	38 – 41 cm	28 – 31 cm	blau/schwarz	84B1/XS
S	41 – 44 cm	31 – 34 cm	blau/schwarz	84B1/S
M	44 – 47 cm	34 – 37 cm	blau/schwarz	84B1/M
L	47 – 50 cm	37 – 40 cm	blau/schwarz	84B1/L
XL	50 – 53 cm	40 – 43 cm	blau/schwarz	84B1/XL
XXL	53 – 56 cm	43 – 46 cm	blau/schwarz	84B1/XXL



GenuMax.luxus-extra

Kniegelenkbandage mit Pelotte aus Polyurethan mit extraweitem Oberschenkel



Wirkungsweise

- Führung des beeinträchtigten Kniegelenks durch seitliche Spiralstäbe und Patellaring
- extraweiter Oberschenkel mit Noppenhafrand für einen guten Halt der Bandage
- Entlastung in der Bewegung
- kompressive Wirkung führt zur Abschwellung und Schmerzlinderung
- Verbesserung der Eigenwahrnehmung (Propriozeption) und die damit verbundene muskuläre Eigenstabilisierung des Kniegelenks

Indikation

- Arthrose im Femoropatellargelenk
- nach chirurgischen Eingriffen
- Kniegelenkdistorsionen und -ergüsse
- nach Frakturen
- posttraumatische Ödeme
- Prellungen
- nach Ruhigstellung zur Frühmobilisation
- Verstauchungen
- Subluxation und Dislokation der Patella
- Meniscopathie

Kontraindikation

- Materialunverträglichkeit/Allergien
- Hauterkrankungen, Hautirritationen oder offene Wunden
- arterielle Durchblutungsstörungen
- alle Formen der Varicosis
- postthrombotische Zustände
- Ulcerationen
- kürzlich durchgemachte oder rezidivierende Thrombophlebitiden
- permanente Unterschenkelödeme

Eigenschaften

- besonders dehnbare Zone oberhalb des Patellaring
- Komfortzone in der Kniekehle vermeidet Faltenbildung und Einschneiden
- Noppenhafrand für einen guten Halt der Bandage
- perfekte Passform durch anatomisches Formgestrick
- atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- latexfrei
- dehnbare Mikrofasergestrick ermöglicht leichtes An- und Ausziehen der Bandage
- seitliche Spiralstäbe und anatomisch geformter Patellaring aus Polyurethan

Positionsnummer 05.04.01.0131

Größe	Oberschenkel- umfang	Unterschenkel- umfang	Farbe	Bestell-Nr.
M	41 – 51 cm	34 – 37 cm	blau/schwarz	86B1/M
L	50 – 54 cm	37 – 40 cm	blau/schwarz	86B1/L
XL	53 – 57 cm	40 – 43 cm	blau/schwarz	86B1/XL
XXL	56 – 60 cm	43 – 46 cm	blau/schwarz	86B1/XXL
XXXL	59 – 64 cm	46 – 49 cm	blau/schwarz	86B1/XXXL



LumboMax

LWS-Stabilisierungsorthese mit Rückenpelotte



Wirkungsweise

- Schmerzlinderung und Entlastung im Lendenwirbelbereich
- bessere Durchblutung im Lumbalbereich durch Kompression, bewirkt durch das spezielle Gestrück in Verbindung mit einer Kreuzbeinpelotte
- massierender Effekt der Kreuzbeinpelotte mit Friktionsnoppen

Indikation

- andauernde Schmerzen im Lumbalbereich (chronische Lumbalgie/Ligamentosen)
- Lösung des Zusammenhalts zweier Wirbel (Spondylose)
- zurückbildendes Wirbelgleiten (degenerative Spondylolisthesis)
- Verfall der Haltung (myostatische, muskuläre Insuffizienz)
- leichter Gelenkverschleiß (Osteochondrose/Spondylose/Spondylarthrose)
- Schmerzsyndrom nach operativer Entfernung von Bandscheibengewebe (Postdiskotomiesyndrom)
- leichte Fehlbildung im Lumbalbereich (lumbale Deformität)
- Reizzustände der kleinen Wirbelgelenke (ISG-Syndrom)

Kontraindikation

- Materialunverträglichkeit/Allergien
- Hauterkrankungen, Hautirritationen oder offene Wunden

Eigenschaften


- einfaches Verschließen der Orthese durch Fingertaschen
- inkl. individuell positionier- und entfernbare Kreuzbeinpelotte
- atmungsaktiver und waschbarer Pelottenüberzug für noch mehr Tragekomfort
- vier flexible Stäbe zur Verstärkung des Gestrücks
- atmungsaktives und hautfreundliches Gestrück
- latexfrei

Positionsnummer 23.14.03.2094 taillierte Form (Damen),
Positionsnummer 23.14.03.2094 gerade Form (Herren)



Größe	Leibumfang	Form	Farbe	Bestell-Nr.
XS	75 – 84 cm	tailliert (Damen)	blau/schwarz	90B1/XS
S	84 – 94 cm	tailliert (Damen)	blau/schwarz	90B1/S
M	94 – 105 cm	tailliert (Damen)	blau/schwarz	90B1/M
L	105 – 117 cm	tailliert (Damen)	blau/schwarz	90B1/L
XL	117 – 130 cm	tailliert (Damen)	blau/schwarz	90B1/XL
XXL	130 – 143 cm	tailliert (Damen)	blau/schwarz	90B1/XXL


Größe	Taillenumfang	Form	Farbe	Bestell-Nr.
XS	75 – 84 cm	gerade (Herren)	blau/schwarz	91B1/XS
S	84 – 94 cm	gerade (Herren)	blau/schwarz	91B1/S
M	94 – 105 cm	gerade (Herren)	blau/schwarz	91B1/M
L	105 – 117 cm	gerade (Herren)	blau/schwarz	91B1/L
XL	117 – 130 cm	gerade (Herren)	blau/schwarz	91B1/XL
XXL	130 – 143 cm	gerade (Herren)	blau/schwarz	91B1/XXL





EpiMax

Ellenbogenbandage mit Silikonpelotten



Wirkungsweise

- Unterstützung des Gelenks
- Entlastung des Gelenks und Vermeidung von Fehlbewegung
- bielastisches Gestrick und anatomisch geformte Silikonpelotten wirken kompressiv, fördern den Lymphabfluss und führen somit zur Abschwellung und Schmerzlinderung
- durch die Eigenwahrnehmung (Propriozeption) wird die muskuläre Eigenstabilisierung des Ellenbogengelenks verbessert
- Silikonpelotten zur gleichmäßigen Verteilung des Kompressionsdrucks und Druckentlastung der Epikondylen

Indikation

- Tennis-/Golferarm (laterale/mediale Epikondylitis)
- Gelenkergüsse, Schwellungen durch Gelenkverschleiß/-entzündung (Arthrose/Arthritis)
- Verrenkung des Ellenbogens (Ellenbogenluxation)
- andauernde Weichteilreizzustände nach Verletzung oder Operation (chronisch/posttraumatisch/postoperativ)
- Verstauchungen/Zerrungen (Distorsionen)

Kontraindikationen

- Materialunverträglichkeit/Allergien
- Hauterkrankungen, Hautirritationen oder offene Wunden
- Lymphabflussstörungen, arterielle Durchblutungsstörungen, postthrombotische Zustände

Eigenschaften

- Komfortzone in der Ellenbeuge vermeidet Faltenbildung, Druckstellen oder Einschnidungen
- perfekte Passform durch anatomisches Formgestrick
- atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergestrick
- latexfrei
- kein Abschnüren durch druckminimierte Abschlussränder

Positionsnummer 05.08.01.1067

Größe	Ellenbogenumfang	Farbe	Bestell-Nr.
XS	21 – 23 cm	blau/schwarz	94B1/XS
S	23 – 25 cm	blau/schwarz	94B1/S
M	25 – 27 cm	blau/schwarz	94B1/M
L	27 – 29 cm	blau/schwarz	94B1/L
XL	29 – 31 cm	blau/schwarz	94B1/XL
XXL	31 – 33 cm	blau/schwarz	94B1/XXL



ManuMax

Handgelenkbandage mit Silikonpelotte



Wirkungsweise

- Führung des Handgelenks und Entlastung in der Bewegung
- bielastisches Gestrick in Verbindung mit einer anatomisch geformten Pelotte wirkt kompressiv, fördert den Lymphabfluss, führt zur Abschwellung und Schmerzlinderung
- Verbesserung der Propriozeption und der muskulären Eigenstabilisierung des Handgelenks
- mechanische Stabilisierung des Handgelenkes durch anbiegbaren Kunststoffstab und textilen Gurtband

Indikation

- Verstauchungen/Zerrungen (Distorsionen)
- Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
- Handgelenkverschleiß (Arthrose)
- Entzündung des Handgelenks (Arthritis)
- Posttraumatische Reizzustände des Handgelenks

Kontraindikation

- Materialunverträglichkeit/Allergien
- Hauterkrankungen, Hautirritationen oder offene Wunden
- Lymphabflussstörungen
- arterielle Durchblutungsstörungen
- postthrombotische Zustände

Eigenschaften

- spezielle Dehnzone zwischen Daumen und Zeigefinger
- optimale Einfassung des Daumenansatzes
- einstellbare Zuggurtung verstärkt bei Bedarf die Stabilisierung des Handgelenks
- atmungsaktives, temperaturregulierendes und hautfreundliches Mikrofasergerstick
- latexfrei
- kein Abschnüren durch druckminimierte Abschlussränder
- eingearbeitete anatomisch geformte Silikonpelotte
- anformbarer Stabilisierungsstab

Positionsnummer 05.07.02.0157

Größe	Handgelenkumfang	Seite	Farbe	Bestell-Nr.
XS	14 – 15 cm	links	blau/schwarz	96B1/LXS
S	15 – 16 cm	links	blau/schwarz	96B1/LS
M	16 – 17 cm	links	blau/schwarz	96B1/LM
L	17 – 18 cm	links	blau/schwarz	96B1/LL
XL	18 – 19 cm	links	blau/schwarz	96B1/LXL
XXL	19 – 20 cm	links	blau/schwarz	96B1/LXXL
XS	14 – 15 cm	rechts	blau/schwarz	96B1/RXS
S	15 – 16 cm	rechts	blau/schwarz	96B1/RS
M	16 – 17 cm	rechts	blau/schwarz	96B1/RM
L	17 – 18 cm	rechts	blau/schwarz	96B1/RL
XL	18 – 19 cm	rechts	blau/schwarz	96B1/RXL
XXL	19 – 20 cm	rechts	blau/schwarz	96B1/RXXL

Zeichenerklärung

Pflegesymbole



30 °C im Schonwaschgang – Füllmenge um ein Drittel reduzieren



Nicht bügeln



Nicht chlören – keine Waschmittel verwenden, die Bleichmittel enthalten



Keine chemische Reinigung möglich



Nicht im Trockner trocknen

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering
Germany
T +49 8141 6106-0
F +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de/op



100W207/D 2021-04

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt.

Die fotomechanische Vervielfältigung des gesamten Kataloges, auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Streifeneder ortho.production GmbH erlaubt.

Die angegebenen Maße und Gewichte sind unverbindliche Richtwerte. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für den Käufer zumutbar sind.

Nach Redaktionsschluss des Katalogs, 27.04.2021, können sich Änderungen am Produkt ergeben.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie jederzeit unter www.streifeneder.de/op einsehen können.