

Typen und Merkmale im Überblick

| | Mund-Nasen-Bedeckung | Mund-Nasen-Schutz | Atemschutzmaske |
|---|--|--|---|
| Abkürzung/ Synonym | Behelfs-Mund-Nasen-Maske im weitesten Sinne „Masken“, die (z. B. in Eigenherstellung auf Basis von Anleitungen aus dem Internet) aus handelsüblichen Stoffen genäht und im Alltag getragen werden | MNS/Operations(OP)-Maske | FFP2-/FFP3-Maske |
| Verwendungszweck | privater Gebrauch bzw. für Beschäftigte im nicht medizinischen Bereich; ist keine persönliche Schutzausrüstung, sondern Bekleidungsgegenstand | Fremdschutz | Eigenschutz/Arbeitsschutz |
| Träger | Privatpersonen und Beschäftigte im nicht medizinischen Bereich bei Mangel an MNS | für medizinisches und pflegendes Personal , das Patienten und Patientinnen vor den eigenen Atememissionen schützen will Kann auch im privaten Rahmen sinnvoll sein, um andere zu schützen, wenn man glaubt, Erreger zu verbreiten. Bei Mangel Mund-Nasen-Bedeckung nutzen. | für medizinisches und pflegendes Personal , für Rettungs- und Einsatzkräfte, die sich bei direktem Kontakt mit potenziell Infizierten vor einer Übertragung von Viren/Bakterien schützen wollen |
| Ist die Verwendung ohne besondere Anleitung möglich? | Ja, aber folgende Tipps beachten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stoff muss genügend Luft durchlassen, um das normale Atmen möglichst wenig zu behindern ▪ richtig platzieren: über Mund, Nase und Wangen, möglichst eng anliegend an den Rändern ▪ vor dem Anziehen und nach dem Absetzen → Hände gründlich mit Seife waschen – Kontaminationen vermeiden! | Ja, aber folgende Tipps beachten Anlegen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mit den Verschlussbändern an der hinteren Kopfmitte und am Nacken befestigen ▪ Nasenbügel anpassen Ablegen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ zunächst das untere Band, dann das obere Band lösen ▪ Maske entfernen und verwerfen, ohne die Vorderseite zu berühren | Nein, für die Verwendung der Maske ist eine Unterweisung nötig, damit die Schutzwirkung erreicht wird! Zusätzliche Tipps: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maske über Nase tragen ▪ Nasenbügel anpassen ▪ lange Haare zusammenbinden ▪ auf Dichtsitz achten – Achtung, Bart ▪ Haltebänder richtig positionieren |
| Schutzwirkung | i. d. R. nicht nachgewiesen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduktion der Geschwindigkeit des Atemstroms und des Speichel-/ Tröpfchenauswurfs ▪ Unterstützung des Bewusstseins für „social distancing“ sowie des gesundheitsbezogenen achtsamen Umgangs ▪ Hygiene- und Abstandsregeln weiter beachten! | Schutz vor Tröpfchenauswurf des Trägers, schützt die tragende Person nicht zuverlässig vor luftgetragenen Partikeln und/ oder Viren und Bakterien | Schutz des Trägers vor festen und flüssigen Aerosolen, filtert bei korrekter Verwendung wenigstens 78 % der luftgetragenen Partikel und/oder Viren und Bakterien aus der Atemluft der tragenden Person |
| Abdichtung | dichtet nicht ab | dichtet nicht ab | bei korrekter Verwendung minimale Undichtigkeiten (bis zu 2 %) beim Einatmen |
| Verwendungsdauer | <ul style="list-style-type: none"> ▪ durchfeuchtete Mund-Nasen-Bedeckung umgehend abnehmen und ggf. austauschen! ▪ nach einmaliger Nutzung bei 95 Grad, mindestens bei 60 Grad waschen und anschließend vollständig trocknen! | Wegwerfprodukt; muss nach jedem Einsatz entsorgt werden – Wiederverwendung bei Ressourcenknappheit im Gesundheitswesen nur nach RKI-Empfehlung | je nach Klassifizierung für eine Arbeitsschicht von 8 Stunden oder zur Wiederverwendung geeignet (siehe Gebrauchsanleitung) – bei Ressourcenknappheit im Gesundheitswesen nur nach RKI-Empfehlung |
| Zertifizierung/ Zulassung | nein | ja, Prüfung nach EN 14683, Norm für „Chirurgische Masken“ durch Hersteller | ja, Prüfung nach EN 149, Norm für „Partikelfiltrierende Halbmasken“ durch unabhängige Prüfstelle |

Quellen: <https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html>
<https://publikationen.dguv.de/forschung/ifa/allgemeine-informationen/3788/plakat-schutzmasken-wo-liegt-der-unterschied>