



Bestätigung

Kontraindikation

Gerne bestätigen wir Ihnen hiermit, dass die Verwendung unserer Produkt

RAYPEX® 4

RAYPEX® 5

RAYPEX® 6

Integrierte Apex Lokator des VDW.GOLD®RECIPROC®

kontraindiziert ist, bei Patienten oder Anwendern, implantierter elektronischer Geräte wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten oder anderen.

VDW GmbH

München, 01.05.2018

I.A. Petra Altmann-Peichl

QA Director, SBU Product Surveillance Director