

plum Augenspülstation MAXI mit zwei Flaschen 1000 ml Natriumchloridlösung

Augenspülstation mit zwei Flaschen mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Mit zwei Wandhalterungen und beiliegendem Piktogramm. Die Station ist zusätzlich mit einem Spiegel ausgestattet und ermöglicht eine besonders korrekte und schnelle Spülung an Arbeitsplätzen, wo eine sehr lange Spülzeit erforderlich ist. PZN-Nr. 3128893

- Maße Wandstation (H x B x T): 350 x 265 x 55 mm
- Maße Piktogramm (H x B x T): 360 x 90 x 3 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 20 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009



| | |
|-------------|---------|
| Artikel-Nr. | 1 Stück |
| 4708 | 51,90 € |

plum Augenspülstation DUO mit zwei Flaschen 1000 ml Natriumchloridlösung, in Wandbox

Augenspülstation DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, in staubgeschützter Wandbox. Mit zwei DUO Augenspülflaschen mit 1000 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper (Staub, Schmutz, Splitter etc.) in das Auge gelangen können. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung. PZN-Nr. 6585272.

- Maße Wandbox(H x B x T): 355 x 250 x 115 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Spülzeit: ca. 10 Minuten
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

DUO für die
gleichzeitige Spülung
von beiden Augen



| | |
|-------------|---------|
| Artikel-Nr. | 1 Stück |
| 4816 | 71,80 € |

B-SAFETY Augenspülschrank mit zwei Flaschen – Stahlblechschrank mit Sichtfenster

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrank mit Sichtfenster, Material Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Mit zwei Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

- Maße Wandschrank (H x B x T): 355 x 265 x 100 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009



| Artikel-Nr. | Ausführung | 1 Stück |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| BR 324 005 | 2x Augenspülflaschen mit 500 ml Inhalt, Spülzeit ca. 10 Minuten | 87,50 € |
| BR 326 005 | 2x Augenspülflaschen mit 1000 ml Inhalt, Spülzeit ca. 20 Minuten | 102,50 € |

B-SAFETY Augenspülschrank mit zwei Flaschen – Edelstahlschrank

Augenspülstation in staubdichtem Wandschrank, Material Edelstahl V4A. Inklusive Piktogramm auf der Tür. Mit zwei Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen (z.B. Werkstätten). Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.

- Maße Wandschrank (H x B x T): 355 x 265 x 100 mm
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- Gemäß DIN EN 15154-4:2009

| Artikel-Nr. | Ausführung | 1 Stück |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| BR 324 095 | 2x Augenspülflaschen mit 500 ml Inhalt, Spülzeit ca. 10 Minuten | 172,50 € |
| BR 326 095 | 2x Augenspülflaschen mit 1000 ml Inhalt, Spülzeit ca. 20 Minuten | 190,50 € |



plum Augenspülung - die richtige Anwendung



1. Die Flasche aus dem Halter herausnehmen.



2. Die Augenschale in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht.



3. Den Kopf zurücklehnen und spülen.



4. Bei leichten mechanischen Schäden auch nur einfach nach vorne lehnen und spülen, wenn Ihre Kleidung nicht nass werden soll.



Wichtig!

Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigem Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorganges leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder- Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.