



CLEANSPACE SMART-APP – TRAGEN SIE IHRE PSA MIT VERTRAUEN

CleanSpace HALO bietet hohen Schutz und erhöhten Komfort. Jetzt mit dem CleanSpace Smart App, können Sie Ihre Masken Anpassung jederzeit während Ihrer Schicht prüfen.

Erstellen Sie ein Benutzerkonto, um es mit jeden beliebigen CleanSpace HALO in Ihrer Einrichtung zu koppeln, und in weniger als 1 Minute prüfen Sie Masken Anpassung, Geräte leistung, Akku stand und mehr.

Entwickelt in Absprache mit klinischen Fachleuten. Bei der Verwendung der Smart App gaben die Mitarbeiter an vorderster Front an, sich unter Kontrolle zu fühlen und haben Vertrauen in Ihre PSA.



1. Legen Sie den CleanSpace HALO an und führen Sie einen schnellen, 30 Sekunden täglichen Check durch um sicherzustellen:

- Motor und Luftstrom funktionieren richtig
- Akku ist ausreichend geladen
- Keine Alarmer vorhanden

2. Führen Sie den Fit Check in einer Minute durch

- Der Fit Check zeigt an, ob Sie einen guten Maskensitz haben vor dem Betreten einer kontaminierten Zone
 - **GUTEN FIT** = Gebrauchsfertig
 - **EINSTELLEN & WIEDERHOLEN** = Größe prüfen und/oder anpassen
 - **SCHLECHTE PASSFORM** = Nicht verwenden und Hilfe suchen

HINWEIS: Der Fit Check soll nur eine allgemeine Maskenanpassung anzeigen. Prüfen Sie Ihre lokalen Vorschriften zu obligatorischen Dichtsitzprüfungen mit einem TSI PortaCount.

3. Überwachen Sie die Leistungsstufen Ihres CleanSpace HALO

- Batteriestand
- Fanaktivität
- Temperatur

4. Frischen Sie Ihr CleanSpace HALO-Wissen mit einfachem Zugriff auf Schulungsvideos auf

- Anlegen des CleanSpace HALO
- Wechsel der CleanSpace HALO Nackenstütze
- Abnehmen des CleanSpace HALO im Standby-Modus



NUTZEN SIE CLEANSPACE SMART HEUTE

Um ein Benutzerkonto zu erstellen, besuchen Sie:
www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup
oder scannen Sie den QR-Code

CleanSpace Smart wird in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Indonesisch unterstützt.

Finden Sie heraus, wann die nächste CleanSpace Smart-Einführungssitzung in Ihrer Region stattfindet, um sicherzustellen, dass Sie Ihre App optimal nutzen:

ASIEN-PAZIFIK: training_ap@cleanspacetechnology.com

USA: training_us@cleanspacetechnology.com

EUROPA: training_eu@cleanspacetechnology.com