


Lässig unterwegs: Dieser Rollstuhl steigt Treppen


Wie bleibt man trotz Rollstuhl eigenständig? Der «Scewo Bro» meistert Treppen, Steigungen und sogar Schnee. Er fährt mindestens 25 km weit und hält auch auf Waldwegen und Pflastersteinen die Balance. Durch seine vielen einstellbaren Funktionen ermöglicht er Menschen im Rollstuhl mehr Freiheit und Lebensfreude.

Entwicklungsstand:  Grundlagenforschung Prototyp marktfähiges Produkt

«Scewo Bro» ist mobil:
Rad und Raupe ergänzen sich



«Scewo Bro» hat viele Funktionen und erleichtert so alltägliche Situationen



An Ort stehen:
stabil für einen
sicheren Stand



Bequem fahren:
gut ausbalanciert
bis max. 10 km/h



Hohes erreichen:
Sitzfläche bis zu
90 cm erhöhen



Am Tisch sitzen:
Sitzfläche bis zu
47 cm senken



Richtig entspannen:
bequem zurücklehnen
und Sitzpartien entlasten