

## Gebrauchsanweisung für den Einsatz von 2-Propanol 70 Vol.%

| Artikelnummer | Produktname        |
|---------------|--------------------|
| WAL11603      | 2-Propanol 70Vol.% |

CE



### Zweckbestimmung

Das vorliegende Produkt „2-Propanol 70 Vol.“ ist ausschließlich für die human-medizinische Zelldiagnostik durch professionelle Anwender bestimmt.

Die optimale Fixierung des Probenmaterials ist eine wichtige Voraussetzung für die Erhaltung des Gewebes und der Verwendbarkeit mit dem Ziel einer zuverlässigen histo-pathologischen Untersuchung.

### Wirkungsweise

Die Fixierung mit verdünntem Isopropanol führt zu einer Erhaltung von Strukturen. Diese Stabilisierung verhindert die Veränderung des Probenmaterials und verbessert die Verarbeitung zum Zwecke der histo-pathologischen Diagnostik.

### Anwendung

Das Produkt ist eine einsatzbereite Lösungen

Die Probe wird in das Produkt gegeben.



### Lagerung & Entsorgung

Das Produkt ist bei Raumtemperatur aufzubewahren. Die Gebinde sind stets gut verschlossen zu halten.

Das Produkt ist ein gefährliches Gemisch mit entzündbarem Potential (s. Sicherheitsdatenblatt). Es darf nur von berufsmäßigen Anwendern eingesetzt werden. Arbeitsschutzbestimmungen sind beim Umgang zu beachten.



Verbrauchte Fixierlösungen sind zu sammeln und einer fachgerechten Entsorgung zu zuführen. (Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 13)



### Haltbarkeit

Die Produkte bleiben bei den oben genannten Lagerbedingungen mindestens bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum auf dem Produkt einsetzbar.

### Fehlerbehebung

Keine Daten verfügbar

**Tritt im Zusammenhang mit diesen Produkten ein schwerwiegender Vorfall ein, melden Sie diesen dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde!**



**WALTER-CMP**

WALTER-CMP GmbH & Co.KG, Alte Weide 15, D-24116 Kiel,  
Kontakt: Tel.+49-431-1690611 oder unter [walter-cmp.de](http://walter-cmp.de)