

Unsere Kunden in Deutschland haben die Möglichkeit, gebrauchte Küvettentests zur fachgerechten Entsorgung an uns zurückzusenden.

Für die kostenlose Rücknahme ist folgendes zu beachten:

- Eine Rücknahme ist generell nur für die auf diesem Blatt aufgeführten Artikel mit den genannten Artikelnummern möglich
- Sortenreinheit pro Box beachten
- Rückversand im Originalkarton oder einem doppelwandigen Karton (Gefahrgutkarton)
- Nur Rückversand von gebrauchten Küvettentests in Originalküvettenbox
- Fremdprodukte werden generell nicht angenommen und werden kostenpflichtig zurück gesendet

Vorbereitung der Rücksendung:

- Begrenzte Menge (LQ) pro Karton beachten / Sammelgrenze*: **12 Boxen pro Karton**
bei Art.-Nr. 86000246, Küvettentest CSB Vario (0 - 150 mg/l) und
bei Art.-Nr. 86000247, Küvettentest CSB Vario (0 - 1500 mg/l) und
bei Art.-Nr. 86000333, Küvettentest CSB Vario (15 - 300 mg/l) und
bei Art.-Nr. 86000263, Rundküvettentest CSB 160 mit Barcode (15 - 160 mg/l) und
bei Art.-Nr. 86000265, Rundküvettentest CSB 600 mit Barcode (50 - 600 mg/l) und
bei Art.-Nr. 86000264, Rundküvettentest CSB 1500 mit Barcode (100 - 1500 mg/l)
- Doppelwandigen Karton verwenden
- LQ-Aufkleber gut sichtbar auf der Kartonseite anbringen
- Einen Adressaufkleber (an ATB WATER GmbH) gut sichtbar auf der Kartonseite anbringen, vorab vorhandene Aufkleber entfernen oder überkleben
- Wenn möglich, mehrere Pakete zu einer Sendung zusammenfassen

Abholung vorbereiten:

- Fax-Rücknahmeantrag/Lieferschein ausfüllen:
 - Kundennummer und Adresse
 - Anzahl der Küvettentests zur Rückgabe
 - Anzahl Pakete
 - Datum und Unterschrift
- Formular an Fax-Nummer 05731 30230-30 (ATB WATER GmbH) senden
- Sendung bereitstellen und das Formular der Sendung im Original beilegen

Als Nachweis für die ordnungsgemäße Entsorgung erhalten Sie den durch uns unterschriebenen Fax-Rücknahmeantrag/Lieferschein im Original zurück!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie erreichen uns telefonisch unter 05731 30230-0 oder per E-Mail an: info@atbwater.com

*Bitte Sammelgrenze beachten!

Bei Unterschreitung der Sammelgrenze kann keine kostenlose Abholung erfolgen!

Damit eine kostenlose Abholung erfolgen kann, muss zunächst die vorgegebene Anzahl der Boxen gesammelt werden. Andernfalls werden dem Abfallerzeuger die Kosten für den Rücktransport in Rechnung gestellt. Die fachgerechte Entsorgung durch ATB bleibt selbstverständlich kostenlos.

Fax-Rücknahmeantrag/Lieferschein

Empfänger:
ATB WATER GmbH
Südstraße 2
32457 Porta Westfalica
Fax: 05731 30230-30

Abfallerzeuger/Auftraggeber:
Kundennummer: _____

Beförderer:
DHL Vertriebs GmbH & Co. OHG
Niederlassung Vertrieb Bielefeld
Dingerdisser Straße 37
33699 Bielefeld

Anzahl abzuholender Versandkartons	Art.-Nr. / Produktbeschreibung	Gewicht	Anzahl Boxen je Versandkarton*
	86000246 Küvettentest CSB Vario (0 - 150 mg/l)		
	86000247 Küvettentest CSB Vario (0 - 1500 mg/l)		
	86000333 Küvettentest CSB Vario (15 - 300 mg/l)		
	86000263 Rundküvettentest CSB 160 mit Barcode (15 - 160 mg/l)		
	86000265 Rundküvettentest CSB 600 mit Barcode (50 - 600 mg/l)		
	86000264 Rundküvettentest CSB 1500 mit Barcode (100 - 1500 mg/l)		

*max. 12 Boxen pro Versandkarton

Solange das Gewicht des Versandkartons < 20 kg beträgt, dürfen Küvettentestboxen beliebig gemischt werden. Bei einem Gewicht > 20 kg pro Versandkarton bitte entsprechend sortieren!

Hiermit beauftragen wir die ATB WATER GmbH mit der Abholung und Entsorgung von gebrauchten Küvettentests. Damit verbunden bestätigen wir die ordnungsgemäße Verpackung und versichern, dass nur gebrauchte Küvettentests zur Entsorgung zurückgegeben werden.

Auftraggeber:

Datum Unterschrift Name in Druckbuchstaben

Hiermit bestätigen wir die ordnungsgemäße Annahme und die fachgerechte Entsorgung durch das eingesetzte Entsorgungsunternehmen.

ATB WATER GmbH:

Datum Unterschrift Name in Druckbuchstaben