

Soft Care® Sensisept

Dekontaminierende Handwaschlotion

Produktbeschreibung

Soft Care Sensisept ist eine milde und effektiv desinfizierende Handwaschlotion. Das Produkt kombiniert die reinigenden und pflegenden Eigenschaften einer milden Waschlotion mit der Effektivität eines Händedesinfektionsmittels.

Eigenschaften

Soft Care Sensisept ist eine milde Waschlotion bestehend aus einer Kombination reinigender Wirkstoffe mit dekontaminierenden Substanzen sowie feuchtigkeitspendenden Zusätzen. Die dekontaminierende Eigenschaft von Soft Care Sensisept basiert auf dem Wirkstoff Chlorhexidindigluconat (Guanidine bzw. Guanidinderivat). Dieser Wirkstoff hat sich gegenüber einer Vielzahl von Mikroorganismen bewährt.

Soft Care Sensisept enthält weder Farbstoffe noch Parfüm. Allergische Reaktionen auf Duftstoffe können daher nicht entstehen und eine Geschmacksübertragung auf Lebensmittel ist ausgeschlossen. Das Produkt ist daher optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet. Soft Care Sensisept ist dermatologisch getestet und hat sich dabei als besonders mild bewiesen.

Vorteile

- CEN-geprüft
- Händereinigung und -desinfektion in einem Schritt, VAH-gelistet
- Ohne Parfüm, geeignet für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben

Anwendungshinweise

Methode 1

Ausreichend Produkt auf die trockenen Hände geben und 10 Sekunden lang verteilen. Mit etwas Wasser aufschäumen und weitere 20 Sekunden gründlich verteilen. Hände mit klarem Wasser abwaschen und mit einem Einmaltuch trocknen.

Methode 2

Ausreichend Produkt auf die angefeuchteten Hände geben und 30 Sekunden aufschäumen und gründlich verteilen. Hände mit klarem Wasser abwaschen und mit einem Einmaltuch trocknen.

Trockene Hände sind wichtig, um Kreuzkontaminationen und Hautreizungen zu vermeiden.

H35



Soft Care[®] Sensisept H35

Dekontaminierende Handwaschlotion

Technische Daten

Aussehen	Leicht trübe, viskose Flüssigkeit
Dichte (g/ml; 20 °C)	1.04 g/cm ³
Viskosität mPa.s (20 °C)	875 mPa.s
pH-Wert (pur)	7

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen (Temperaturen zwischen - 5 und +40 °C einhalten). Vorzugsweise dunkel lagern.

Textilien, die mit Soft Care Sensisept in Berührung gekommen sind, sollten nicht mit Chlorbleichmitteln behandelt werden, da dies sonst zu dunkelroten Flecken führen kann. Verwenden Sie stattdessen Bleichmittel auf Basis von Sauerstoff.

Hinweise und Ratschläge für die Handhabung und Entsorgung des Produktes können dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Mikrobiologische Daten

Einwirkzeit

EN 1276 Bakterizid	30 Sekunden
EN 1650 Levurozid	1 Minute
EN 13624 Candida albicans	15 Sekunden
EN 1499 Escherichia coli	30 Sekunden
EN 13727 MRSA	30 Sekunden
VAH-Listung	30 Sekunden

Lieferbare Gebinde

6 x 0,8 l	für Soft Care Line
10 x 1 l	Flasche für Normspender (Man)
2 x 5 l	Kanister
4 x 1,3 l	für IntelliCare