

Anti-Dekubitusmatratze Extrema

Zur Vorsorge und Therapie von Dekubitus (Wundliegen) bis Kategorie 4



Anti-Dekubitusmatratze Extrema

Für besonders schwerwiegende Dekubitus-Fälle wurde ein speziell kombinierter Schaumkern zur Therapie-Unterstützung entwickelt.

Der 3-schichtige druckentlastende Aufbau ist 2-seitig wendbar (Kopf- und Fußteil) und ist zudem mit einer stabilen Sitzkante ausgestattet.

Oberschicht: softer Gelschaum
Mittelschicht: weichlagernder Kaltschaum
Trägerschicht: stützender Polyetherschaum

Eigenschaften

- geeignet für Dekubituskategorie 1-4
- Belastbarkeit:
Höhe 14 cm: bis 140 kg
Höhe 16 cm: bis 160 kg

Basisausstattung der Anti-Dekubitusmatratze Extrema:

3-schichtiger Schaumkern:

Hochwertige Matratze mit antiallergischem, luftdurchlässigem und punktelastischem Polyether-/Kaltschaumkern; integrierte Sitzkante; Höhe: 14 oder 16 cm; Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache

Bezug SecuraMed:

atmungsaktiver, elastischer PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500 (hoch atmungsaktiv); fest vernäht mit dem Schaumkern oder abnehmbar mit Reißverschluss; beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette, Desinfektionsmittel; schwer entflammbar nach BS 6807: Crib 5

Individuelle Variationsmöglichkeiten:

- Sondermaßanfertigungen in Höhe oder Breite; bei vorhandenen Matratzen sind außerdem Verlängerungen und Verbreiterungen möglich
- Sonderausstattung Schutzbezug wie Haltegriffe möglich

PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500:

Eigenschaften	Membrane 1500
Atmungsaktivität	+/- 1500g/qm/24h
Flächengewicht	110g/qm
Waschbarkeit (mit Reißverschl.)	bis 60°C waschbar
Sterilisierbarkeit	bis 75°C therm. Aufbereitung
Farben	• weiß • grün • rot
Pflegehinweise	nicht mangeln, nicht waschstraßengeeignet

PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

Der atmungsaktive, elastische und sehr hochwertige Polyurethan-Bezug ist eines der FRANKE-Markenzeichen. Die Vorteile dieses Qualitätsproduktes:

- angenehm schützend und hygienisch durch Dichtheit gegen Flüssigkeiten, Viren, Milben, Keime, Bakterien, Staub
- einfach abwischbar, desinfizierbar und sterilisierbar
- PVC- und latexfrei, hautfreundlich
- wirksam vorbeugend gegen Hitzestau und Schwitzen durch einen optimalen Feuchtigkeitstransport

Erhöhte Atmungsaktivität

Die Anti-Dekubitusmatratze ist standardmäßig mit dem hoch atmungsaktiven Bezug SecuraMed Membrane 1500 ausgestattet, der die Prophylaxe und Therapie von Dekubitus fördert. Der erhöhte Feuchtigkeitstransport wirkt sich positiv auf ein angenehmes Bettklima aus. Die Haut wird trocken gehalten, so dass das Abheilen von Wunden begünstigt wird und zusätzliche Hautirritationen vermieden werden.

Optional: Spannbezug Frottee

Der elastische, hautfreundliche und sehr robuste Spannbezug ist eine ideale Ergänzung (reduzierte Faltenbildung).

Handgefertigt
in Niederbayern